


محصولات دسترسی عروقی



پورت شیمی درمانی





سوزن پورت شیمی درمانی



سوزن پورت Gripper

- از جنس Stainless steel
- سوزن با زاویه ۹۰ درجه
- فاقد لاتکس جهت کاهش احتمال واکنش آلرژیک
- Gripper (کلیپس) با قابلیت قفل نمودن مسیر
- انواع تک راه و دو راه (Y-site)
- قابلیت انجام تزریق، خونگیری
- کلیپس سفید رنگ متحرک جهت کمک به هدایت سوزن (تزریق و جدا کردن سوزن)
- دارای پد ضد حساسیت جهت سهولت قرار گرفتن سوزن روی پوست که منجر به راحتی بیمار می شود.
- دارای کد رنگ جهت شناسایی سایز سوزن
- قابلیت نگهداری تا ۷ روز در داخل بدن بیمار
- دارای کتتر انعطاف پذیر فاقد DEHP
- با کانکتور Luer-Lock
- انواع مختلف سوزن پورت (Safety, Power, اطفال و....)



MR Conditional up to 3-Tesla

GRIPPER® Huber Needles
Not made with natural rubber latex, non-coring, non-siliconized, removable contoured grip, cushioned needle platform, 20 cm (8") extension tubing* with or without Y-site

Y-site	Length	Reorder No.	Unit
Removable injection cap on Luer-lock Y-site	19 mm	21-2939-24	12/box
	25 mm	21-2940-24	12/box
22 gauge ●	19 mm	21-2947-24	12/box
	25 mm	21-2948-24	12/box
20 gauge ●	19 mm	21-2955-24	12/box
	25 mm	21-2956-24	12/box
Without Y-site	Length	Reorder No.	Unit
	22 gauge ●	25 mm	21-2714-24
20 gauge ●	19 mm	21-2734-24	12/box
	25 mm	21-2717-24	12/box
19 gauge ●	19 mm	21-2735-24	12/box
	25 mm	21-2720-24	12/box

* Manufactured with Non-DEHP plasticized tubing

پورت POWER با فناوری اثبات شده برای بیش از ۲۵ سال:

- رادیوپاک و قابل تشخیص در X-Ray
- بدون تغییر در عملکرد پس از صدها بار تزریق با سوزن پورت
- جهت تزریق تا ۵ میلی لیتر در ثانیه و میزان فشار ۳۰۰ psi
- قابلیت استفاده در MRI تا ۳ تسلا
- با کتتر پلی یورتان Poly flow

مجموعه ای کامل از سیستم های پورت:

- جنس پورت: پلی سولفان و تیتانیوم
- مخزن پورت: تیتانیوم جهت جلوگیری از سوراخ شدن پورت بعد از تزریق های مکرر
- ارتفاع: استاندارد یا با ارتفاع کوتاه (low profile)
- انواع لومن: تکی یا دوتایی
- کتتر: پلی یورتان یا سیلیکون و موجود در سایزهای مختلف 5.8، 7.8 و 8.4 Fr
- سپتوم: سیلیکون بسیار فشرده جهت دوهزار بار تزریق بدون نشت دارو
- اینترودیوسر: peel-away عادی و یا با دریچه
- سازگار با تمام سوزن های پورت
- خطر ترومبوز کمتر در مقایسه با پورت های دیگر
- کمترین میزان عفونت

کمپانی آمریکایی icumedical در سال ۱۹۸۴ تاسیس شده و محصولات آن شامل درمان داخل وریدی، پمپ های تزریق، کانکتورهای بدون سوزن، سیستم های مراقبت های ویژه، محصولات تزریق داروهای پرخطر با سیستم بسته و شیمی درمانی می باشد. این کمپانی پورت های شیمی درمانی خود را با نام تجاری Deltec به بازار عرضه می کند که اولین و متنوع ترین تولید کننده پورت در دنیا می باشد و این امکان را برای شما فراهم می کند تا یک سیستم بهینه برای رفع نیازهای بیماران خود انتخاب نمایید.



PORT

PORT-A-CATH II single-Lumen, standard system								Catheter									
Product Code	Material	Base	Height	Weight	Septum	Connection	Priming Vol.	Material ID	OD	Size	Length	Priming Vol.	Size Sheath int.	Insertion Instruments	Config.	Spec.	
21-4053-24	PT*	30.5 mm	14.7 mm	10 g	11.4 mm	ULTRA-LOCK	0.5 ml	PP**	1.0 mm	1.9 mm	5.8 Fr	76 cm	0.7 ml	6 Fr	Adelante	na	Tray
21-4055-24	PT	30.5 mm	14.7 mm	10 g	11.4 mm	ULTRA-LOCK	0.5 ml	PP	1.6 mm	2.6 mm	7.8 Fr	76 cm	1.5 ml	8.5 Fr	Adelante	na	Tray
21-4051-24	PT	30.5 mm	14.7 mm	10 g	11.4 mm	CATH-SHILD	0.5 ml	SILIC***	1.0 mm	2.8 mm	8.4 Fr	76 cm	0.6 ml	9 Fr	Adelante	na	Tray

PORT-A-CATH II single-Lumen, Low profile								Catheter									
Product Code	Material	Base	Height	Weight	Septum	Connection	Priming Vol.	Material ID	OD	Size	Length	Priming Vol.	Size Sheath int.	Insertion Instruments	Config.	Spec.	
21-4083-24	PT	25 mm	11.5 mm	4.8 g	9.5 mm	ULTRA-LOCK	0.3 ml	PP	1.0 mm	1.9 mm	5.8 Fr	76 cm	0.7 ml	6 Fr	Adelante	na	Tray
21-4069-24	PT	25 mm	11.5 mm	4.8 g	9.5 mm	ULTRA-LOCK	0.3 ml	PP	1.0 mm	1.9 mm	5.8 Fr	76 cm	0.7 ml	6 Fr	SafeSheath	na	Tray
21-4071-24	PT	25 mm	11.5 mm	4.8 g	9.5 mm	ULTRA-LOCK	0.3 ml	PP	1.6 mm	2.6 mm	7.8 Fr	76 cm	1.5 ml	8.5 Fr	Adelante	na	Tray
21-4068-24	PT	25 mm	11.5 mm	4.8 g	9.5 mm	ULTRA-LOCK	0.3 ml	PP	1.6 mm	2.6 mm	7.8 Fr	76 cm	1.5 ml	8.5 Fr	SafeSheath	na	Tray

* PT: Polysulfone/Titanium

** PP: PolyFlow Polyurethane
*** SILIC: Silicone